#### 1.05

# ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

#### Цель работы

Измерить характеристики затухающих колебаний: период T, круговую частоту  $\omega$ , коэффициент затухания  $\beta$ .

Перечень используемого оборудования и средств измерений Работа выполняется на универсальном стенде (рис. 1).




Рис. 1. Универсальный стенд

В работе используется передняя крестовина.

Угол отклонения маятника отсчитывается по шкале в угловых градусах. Время измеряется механическим секундомером. Характеристики средств измерений приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Предел	Цена	Класс	Погрешность,	
средства	измерений	деления	точности	$\Delta_{_{ m I\! I}}$	
измерения					
Шкала	60°	1°/дел.	_	1°	
Секундомер	30 мин	0,2 с/дел.	_	0,2 c	

## Порядок выполнения работы

## Подготовка стенда к работе

- **1.** Вращая рукоятку сцепления против часовой стрелки, расцепить переднюю и заднюю крестовины.
  - 2. Отсоединить нить от ступицы.
  - 3. Установить груз на спице со стрелкой вплотную к ступице.
- **4.** На остальных спицах установить грузы на расстоянии третьей риски (риска должна находиться у поверхности груза, расположенной ближе к оси вращения крестовины).
- **5.** Совместить стрелку спицы с центральной отметкой шкалы ( $\varphi_0 = 30^\circ$ ), перемещая один из грузов на боковых спицах.

### Выполнение измерений

1. Измерить период затухающих колебаний. Для этого начальное положение стрелки маятника совместить с началом шкалы  $(\phi = 0)$  и три раза измерить время двадцати (N = 20) колебаний маятника. Записать результаты измерений

$$t_1 = ...c$$
;  $t_2 = ...c$ ;  $t_3 = ...c$ .

Рассчитать среднее время

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} t_i = \frac{1}{3} (t_1 + t_2 + t_3)$$
 (1)

и период колебаний

$$T = \frac{\bar{t}}{N} \,. \tag{2}$$

**2.** Построить зависимость амплитуды затухающих колебаний физического маятника.

Для этого отвести стрелку маятника влево до совмещения с нулем шкалы, затем отпустить ее и одновременно включить секундомер. Маятник будет совершать свободные затухающие колебания. Не останавливая секундомер, измерить время, когда угол отклонения маятника будет равен 5°, 10°, 15°, 20°, 25°. Результаты измерений занести в табл. 2. Измерения удобно проводить вдвоем: один следит за изменением угла отклонения  $\phi$ , а второй — за текущим временем по секундомеру. Опыт повторить три раза. Результаты измерений записать в табл. 2.

Таблица 2

Угол отклонения	0 °	5 °	10 °	15 °	20 °	25 °
по шкале ф						
$t_1$ , c	0					
<i>t</i> <sub>2</sub> , c	0					
$t_3$ , c	0					
$\bar{t}$ , c	0					
A,°						

**Внимание!** Результаты измерений нужно подписать у преподавателя, ведущего занятие в лаборатории.

## Теория опыта

Модель физического маятника показана на рис. 2.




Рис. 2. Физический маятник

Движение физического маятника подчиняется основному уравнению динамики вращательного движения

$$I\vec{\epsilon} = \vec{M}_{\text{ТЯЖ}} + \vec{M}_{\text{сопр}},$$
 (3)

где I — момент инерции тела относительно оси качания;  $\vec{\epsilon}$  — угловое ускорение;  $\vec{M}_{\rm тяж}$  — момент силы тяжести;  $\vec{M}_{\rm conp}$  — момент силы сопротивления.

Угловое ускорение

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d^2 \vec{\phi}}{dt^2}.$$
 (4)

Сила сопротивления

$$F_{\rm comp} = -r \upsilon, \tag{5}$$

где r – коэффициент сопротивления среды.

Момент силы сопротивления

$$M_{\rm conp} = F_{\rm conp} l, (6)$$

где l – расстояние между осью качания O и центром масс маятника C. Подстановка выражения (5) в формулу (6) позволяет получить

$$M_{\text{comp}} = -r \upsilon l = -r \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} l = -r \frac{\mathrm{d}(l \, \varphi)}{\mathrm{d}t} l = -r l^2 \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}.$$

Момент силы тяжести

$$M_{\text{TMW}} = -mg \, l \sin \varphi$$
.

Для малых углов отклонения ( $\phi \le 15^\circ$ ) с погрешностью менее  $1 \% \sin \phi \approx \phi$ , где  $\phi$  – в радианах, поэтому

$$M_{\rm TSW} = -mg \, l \, \varphi \,. \tag{8}$$

Подставляя формулы (4), (7), (8) в уравнение динамики (3), получаем уравнение свободных затухающих колебаний маятника

$$I\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2} = -mgl\varphi - rl^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}.$$
 (9)

Введем обозначения

$$\omega_0^2 = \frac{mgl}{I}, \qquad \beta = \frac{rl^2}{2I},$$

где  $\omega_0$  – циклическая частота собственных колебаний маятника;  $\beta$  – коэффициент затухания.

С учетом введенных обозначений уравнение (9) можно привести к виду

$$\frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2} + 2\beta \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 \varphi = 0. \tag{10}$$

Решение уравнения (10) при < о имеет вид

$$\varphi = A_0 e^{-\beta t} (\cos \omega t + \alpha_0), \tag{11}$$

где  $A_0$  — амплитуда в начальный момент времени;  $\omega$  — циклическая частота затухающих колебаний;  $\alpha_0$  — начальная фаза.

$$\omega = 2\pi v = \frac{2\pi}{T},\tag{12}$$

где v – частота; T – период.

Циклическая частота затухающих колебаний связана с циклической частотой собственных колебаний соотношением

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \ . \tag{13}$$

Соответственно циклическая частота собственных колебаний

$$\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \beta^2} \,, \tag{14}$$

а период собственных колебаний

$$T_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}}. ag{15}$$

Логарифмический декремент колебаний связан с коэффициентом затухания и периодом затухающих колебаний

$$\Lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T. \tag{16}$$

Как видно из уравнения (11), амплитуда при затухающих колебаниях уменьшается по экспоненциальному закону

$$A = A_0 e^{-\beta t} = A_0 e^{-\frac{\Lambda}{T}t}. (17)$$

Если известна кривая изменения амплитуды колебаний, то коэффициент затухания вычисляется по формуле

$$\beta = \frac{\ln A' - \ln A''}{t'' - t'},\tag{18}$$

где t' и t'' — два последующих произвольных момента времени; A' и A'' — соответствующие им значения амплитуд колебаний.

### Обработка результатов измерений

- **1.** Рассчитать среднее время двадцати колебаний и период колебаний по формулам (1) и (2).
- **2.** По данным табл. 2 рассчитать средние времена  $\bar{t}$  для заданных углов отклонения маятника  $\phi$  и амплитуду колебаний по формуле

$$A = \varphi_0 - \varphi$$
,  $\varphi_0 = 30^{\circ}$ .

- **3.** Полученные результаты занести в соответствующие строки табл. 2.
- **4.** Построить график A = f(t), примерный вид которого показан на рис. 3.




Рис. 3. Зависимость амплитуды колебаний от времени

- **5.** По графику A = f(t) для амплитуд  $A' = 25^{\circ}$  и  $A'' = 10^{\circ}$ , по формуле (18) рассчитать коэффициент затухания  $\beta$ .
- **6.** Зная период T, рассчитать циклическую частоту  $\omega$  затухающих колебаний по формуле (12).
- 7. По формулам (14) и (15) рассчитать циклическую частоту  $\omega_0$  и период  $T_0$  собственных колебаний.
- **8.** Зная период затухающих колебаний T и коэффициент затухания  $\beta$ , рассчитать логарифмический декремент колебаний  $\Lambda$  по формуле (16).

#### Результаты работы

- 1. Заполненные таблицы 1, 2.
- 2. График функции A = f(t) на миллиметровой бумаге с построением точек A' и A''.
- 3. Расчеты характеристик колебательного процесса по формулам (1, 2, 12-16, 18).

### Контрольные вопросы

1. Классификация колебательных процессов и основные характеристики колебаний.

*Литература:* [1, п. 6.1]; [2, § 140].

2. Собственные гармонические колебания.

*Литература:* [1, п. 6.3]; [2, § 141].

3. Гармонический осциллятор и его механическая энергия.

*Литература:* [1, п. 6.3]; [2, § 141].

4. Математический маятник. Период колебаний (вывод).

Литература: [1, п. 6.4]; [2, § 142].

5. Физический маятник. Период колебаний (вывод).

Литература: [1, п. 6.4]; [2, § 142].

6. Затухающие колебания.

*Литература:* [1, п. 6.6]; [2, § 146].

7. Вынужденные колебания.

*Литература:* [1, п. 6.7]; [2, § 147].

8. Резонанс.

*Литература:* [1, п. 6.7]; [2, § 147].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. **Платунов Е.С.** Физика. Т. 1. Классическая механика: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: СПбГУНиПТ, 2005. 259 с.
- 2. **Трофимова Т.И.** Курс физики: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2002. 542 с.
- 3. **Курепин В.В., Баранов И.В.** Обработка экспериментальных данных: Метод. указания к лабораторным работам для студ. всех спец./ Под ред. В.А. Самолетова. СПб.: СПбГУНиПТ, 2003. 57 с.